

A 315/1

Modul

zur Kapazitätssteigerung und Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten.



- Steigerung der Injektorkapazität von 22 auf 44 Stück
- Einsetzbar in allen am Markt befindlichen Unterkörben A 151
- Alle gängigen Dental- & HNO-Adapter und Zubehöre sind einsetzbar
- Injektordüsen werden nicht mitgeliefert
- Filterrohr A 800 in beiden Injektorleisten verwendbar (nicht mitgeliefert)
- Bestückungsmaße im Unterkorb A151: H 210 +/- 30, B 383, T 479 mm

EAN: 4002516881186 / Materialnummer: 12531630 / Alte Materialnummer: 69631501D

## Produktzugehörigkeit

Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•

## Gerätezugehörigkeit

PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•

## Produktkategorie

Einsatz für HNO-Instrumentarium	•
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•

## Produkteigenschaften

Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilter	•

## Anwendungsbereich

Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•

## Kapazität

HNO-Instrumente [Anzahl]	22
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	22
Sauger [Anzahl]	22
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	22

## Maße und Gewicht

Außenmaß, Bruttohöhe in mm	165
Außenmaß, Bruttobreite in mm	505
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	2,90
Bruttogewicht in kg	3,66

## Beipack

A 838 Schlüsselset [Anzahl]	1
-----------------------------	---