


APWD 153

Korb

zur Aufnahme marktüblicher DIN-Siebschalen sowie diverser Einsätze.

EAN: 4002516847540 / Materialnummer: 12537450 / Alte Materialnummer: 69615300D



Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PWD 8682 C	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von VET-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Podologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von Trays/Tabletts	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von Kleinteilen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	2
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	88
Außenmaß, Nettobreite in mm	530
Außenmaß, Nettotiefe in mm	522
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	115
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	553
Nettogewicht in kg	1,86
Bruttogewicht in kg	2,47