

A 100

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von Injektormodulen oder Einsätzen.



- Oberkorb mit zwei Modulankopplungen
- Zur Aufnahme von bis zu 2 Injektormodulen oder Einsätzen
- Automatischer Verschluss der Ankopplung bei Nichtverwendung
- Bestückungshöhe mit Modul mit Kunststoffstütze beträgt 190 mm
- Bestückungsmaße: Breite 489, Länge 440 mm

EAN: 4002516841296 / Materialnummer: 12642640 / Alte Materialnummer: 69610002D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor

•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8636 [LAB / LAB MON]

•

PG 8504

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8604

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

Produktkategorie

Korb mit Modulankopplung

•

Oberkorb

•

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl, Kunststoff

Farbe

Edelstahl, Schwarz

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Pipetten/Vials

•

Aufbereitung von Laborglas

•

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

141

Außenmaß, Nettobreite in mm

525

Außenmaß, Nettotiefe in mm

528

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

170

Außenmaß, Bruttobreite in mm

555

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

565

Nettogewicht in kg

2,92

Bruttogewicht in kg

3,56