


A 102

Oberkorb

höhenverstellbar, zur optimalen Aufnahme von Einsätzen.



- Bestückungshöhe 205 +/- 30 mm, -breite 475 mm, -tiefe 443 mm
- Mit eingebautem Sprüharm


EAN: 4002516855262 / Materialnummer: 12645600 / Alte Materialnummer: 69610201D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Oberkorb	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	2
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	1
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	206
Außenmaß, Nettobreite in mm	528
Außenmaß, Nettotiefe in mm	527

A 102

Oberkorb

höhenverstellbar, zur optimalen Aufnahme von Einsätzen.



EAN: 4002516855262 / Materialnummer: 12645600 / Alte Materialnummer: 69610201D

Außenmaß, Bruttohöhe in mm	230
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	545
Nettogewicht in kg	3,04
Bruttogewicht in kg	3,78