

A 861  
Haltegitter  
für Injektormodul A 301/4 und A 301/5.



- Einteilung: 3x6 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 301/4 und A 301/5
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516854876 / Materialnummer: 12665440 / Alte Materialnummer: 69686101D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	18
Fächerbreite in mm	74
Fächerlänge in mm	74
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	80
Außenmaß, Nettobreite in mm	200
Außenmaß, Nettotiefe in mm	350
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	130
Außenmaß, Bruttobreite in mm	255
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	485
Nettogewicht in kg	0,59
Bruttogewicht in kg	0,94