


A 862 Haltegitter für Injektormodul A 302/2 und A 302/3.



- Einteilung: 4x8 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 302/2 und A 302/3
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Rilsaniert

EAN: 4002516854203 / Materialnummer: 12665480 /
Alte Materialnummer: 69686201D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8636 [LAB / LAB MON]

PG 8504

PG 8583

PG 8583 CD

PG 8593

PLW 8604

PLW 8683

PLW 8683 CD

PLW 8693

PLW 7111

Produktkategorie

Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl, Kunststoff, Draht, rilsaniert
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	32
Fächerbreite in mm	56
Fächerlänge in mm	52
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	30
Außenmaß, Nettobreite in mm	250
Außenmaß, Nettotiefe in mm	350
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	255
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	465
Nettogewicht in kg	0,55
Bruttogewicht in kg	0,80