

A 150

Unterkorb

zur optimalen Aufnahme von Injektormodulen oder Einsätzen.



- Unterkorb mit zwei Modulankopplungen
- Zur Aufnahme von bis zu 2 Injektormodulen oder Einsätzen
- Automatischer Verschluss der Ankopplung bei Nichtverwendung
- Bestückungsmaße: H 235 (bei Nutzung mit A 100), B 494, L 440 mm

EAN: 4002516854449 / Materialnummer: 12666330 / Alte Materialnummer: 69615001D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor

•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8636 [LAB / LAB MON]

•

PG 8504

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8604

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

Produktkategorie

Korb mit Modulankopplung

•

Unterkorb

•

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl, Kunststoff

Farbe

Edelstahl, Schwarz

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Pipetten/Vials

•

Aufbereitung von Laborglas

•

Aufbereitung von Butyrometern

•

Aufbereitung von Messzylindern

•

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

154

Außenmaß, Nettobreite in mm

529

Außenmaß, Nettotiefe in mm

546

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

175

Außenmaß, Bruttobreite in mm

545

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

565

Nettogewicht in kg

2,63

Bruttogewicht in kg

3,29