


A 200
Wagen
zur optimalen Aufnahme von 38 Pipetten.



- Zur Aufnahme von 10 100 ml-Pipetten in Reihe 1, Abstand 20 mm
- Zur Aufnahme von 14 25 ml-Pipetten in d. 2. Reihe, Abstand 26 mm
- Zur Aufnahme von 14 10 ml-Pipetten in d. 3. Reihe, Abstand 26 mm

EAN: 4002516854012 / Materialnummer: 12667060 / Alte Materialnummer: 69620001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Produktkategorie	
Wagen für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Kapazität	
Pipetten [Anzahl]	38
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	397
Außenmaß, Nettobreite in mm	529
Außenmaß, Nettotiefe in mm	546
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	520
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	4,95
Bruttogewicht in kg	6,38