


E 104/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Reagenzgläsern bis 12 x 105 mm.

EAN: 4002516854111 / Materialnummer: 12667370 / Alte Materialnummer: 69510403D



- geeignet für ca. 200 Reagenzgläser (bis 12 x 105 mm)
- Kapazität einschließlich Deckel A 13
- Die Maschenweite beträgt 8 x 8 mm

| | |
|--|-----------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PLW 8636 [LAB / LAB MON] | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 8683 | • |
| PLW 8683 CD | • |
| PLW 8693 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PLW 7111 | • |
| PLW 8505 | • |
| Produktkategorie | |
| Einsatz/Modul für Reagenzgläser | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Reagenzgläsern | • |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Kapazität | |
| Reagenzgläser [Anzahl] | 200 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 152 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 200 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 230 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 165 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 240 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 250 |
| Nettogewicht in kg | 0,61 |
| Bruttogewicht in kg | 0,83 |
| Beipack | |
| A 13 Deckel [Anzahl] | 1 |