

A 301/4

Injektormodul

zur optimalen Aufnahme von Laborglas - ausrüstbar mit 18 Düsen.

EAN: 4002516854739 / Materialnummer: 12668790 / Alte Materialnummer: 69630106D



- Geeignet für div. Laborglas wie Erlenmeyerkolben, Rundkolben etc.
- Modul ohne Injektordüsen – Bestückung nach individuellem Bedarf
- Für bis zu 18 Injektordüsen
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Düsenabstand 78 mm in der Breite, 78 mm in der Tiefe
- Besonders geeignet für A 842 und A 843 (Düsendurchmesser 4 mm)

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas	•
----------------------------	---

Kapazität

Enghalsgläser [Anzahl]	18
------------------------	----

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	72
Außenmaß, Nettobreite in mm	173
Außenmaß, Nettotiefe in mm	479
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	205
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	487
Nettogewicht in kg	0,89
Bruttogewicht in kg	1,89