


A 302/2

Injektormodul

zur optimalen Aufnahme von Laborglas - ausrüstbar mit 32 Düsen.



- Geeignet für div. Laborglas wie Erlenmeyerkolben, Rundkolben etc.
- Modul ohne Injektordüsen – Bestückung nach individuellem Bedarf
- Für bis zu 32 Injektordüsen
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Düsenabstand 60 mm in der Breite, 57 mm in der Tiefe
- Besonders geeignet für A 844 und A 845 (Düsendurchmesser 2,5 mm)

EAN: 4002516854098 / Materialnummer: 12669210 /

Alte Materialnummer: 69630204D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8636 [LAB / LAB MON]

PG 8504

PG 8583

PG 8583 CD

PG 8593

PLW 8604

PLW 8683

PLW 8683 CD

PLW 8693

PLW 7111

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Enghalsgläser

Einsatz für diverse Flaschen

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl, Kunststoff

Farbe

Edelstahl, Schwarz

Bestandteil des EasyLoad-Systems

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas

Kapazität

Enghalsgläser [Anzahl]

32

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

72

Außenmaß, Nettobreite in mm

195

Außenmaß, Nettotiefe in mm

479

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

90

Außenmaß, Bruttobreite in mm

205

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

500

Nettogewicht in kg

1,11

Bruttogewicht in kg

1,96