


## A 303 Modul

zur optimalen Aufnahme von bis zu 98 Pipetten.



- Geeignet für z. B. 98 Mess- und Vollpipetten
- Höhe des Halterrahmens: 150 mm
- Jeweils 1 Stück einsetzbar in den Körben A 150 und APLW 106
- Bestückungshöhe: max. 450 mm (im A 150) und 605 mm (im APLW 106)

EAN: 4002516854746 / Materialnummer: 12669220 / Alte Materialnummer: 69630301D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Laborspüler	•
Großraum-Laborspüler	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Pipetten	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Kapazität</b>	
Pipetten [Anzahl]	98
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	185
Außenmaß, Nettobreite in mm	222
Außenmaß, Nettotiefe in mm	471
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	220
Außenmaß, Bruttobreite in mm	260
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	490
Nettogewicht in kg	2,50
Bruttogewicht in kg	3,08