

E 494  
Einsatz  
zur losen Aufnahme von 5 Mikrotiterplatten.



EAN: 4002516853947 / Materialnummer: 12669920 /  
Alte Materialnummer: 69549402D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
<b>Kapazität</b>	
Mikrotiterplatten [Anzahl]	5
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	35
Außenmaß, Nettobreite in mm	205
Außenmaß, Nettotiefe in mm	440
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	90
Außenmaß, Bruttobreite in mm	230
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	465
Nettogewicht in kg	0,48
Bruttogewicht in kg	0,72