

ProCare Dent 10 MA - 5 l

Flüssigreiniger, mildalkalisch, 5 l

zur maschinellen Aufbereitung von Dental- und Übertragungsinstrumenten.



- Besonders geeignet für Übertragungsinstrumente
- Abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Thermodesinfektoren
- Hohe Materialschonung
- Enthält Enzyme
- Eloxiertes Aluminium ist auf Eignung vorzuprüfen

EAN: 4029577158101 / Materialnummer: 12680640 / Alte Materialnummer: 66913204V1

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungsgeräte, Dental	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Blut	•
Entfernung von organischen Rückständen	•
Dosierung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	3-7 ml/l (0,3-0,7 %)
Große Öffnung für Dosierlanze	•
Automatische Dosierung	•
Intensität der Verschmutzung	Leicht bis Mittel
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
Hauptanwendungsbereiche	
Zahnarztpraxis	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Mildalkal. Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Enzyme, Tenside
pH-Wert bei 20 °C	10,1
Geeignet für die maschinelle Aufbereitung von Instrumenten und Utensilien	•
Geeignet für empfindliche Materialien	•
Geeignet für Standardinstrumente und Übertragungsinstrumente	•
Eloxiertes Aluminium ist auf Eignung vorzuprüfen	•
Hohe Materialschonung	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	25
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	217
Außenmaß, Nettobreite in mm	142
Außenmaß, Nettotiefe in mm	248
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	185
Außenmaß, Bruttobreite in mm	175
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Bruttogewicht in kg	6
Füllmenge in ml	5000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
GHS/CLP-Konform	•