

APLW 908

Nachrüstsatz

Zur Dosierung für Reiniger aus 10 Liter-Kanistern.



- Zur Verwendung von 10 Liter-Kanistern außerhalb des Gerätes
- Dosierlanze für Reiniger

EAN: 4002516930037 / Materialnummer: 12755370 / Alte Materialnummer: 69242020D

| | |
|--|------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| SlimLine-Laborspüler | • |
| SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PLW 7111 | • |
| PLW 7111 [Safety] | • |
| PWD 7121 | • |
| PWD 7122 | • |
| Produktkategorie | |
| Umbausatz | • |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Aufbereitung von Dental-Instrumentarium | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Kunststoff |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 95 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 170 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 550 |
| Nettogewicht in kg | 0,34 |
| Bruttogewicht in kg | 0,50 |