

APLW 909

Nachrüstsatz

Zur Dosierung für Neutralisatoren aus 10 Liter-Kanistern.



- Zur Verwendung von 10 Liter-Kanistern außerhalb des Gerätes
- Dosierlanze für Neutralisatoren

EAN: 4002516930044 / Materialnummer: 12755470 / Alte Materialnummer: 69242021D

Produktzugehörigkeit	
SlimLine-Laborspüler	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 7111	•
PLW 7111 [Safety]	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
Produktkategorie	
Umbausatz	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	95
Außenmaß, Bruttobreite in mm	170
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	0,34
Bruttogewicht in kg	0,50