

ProCare Dent 30 C - 1 l [Typ 2]

Neutralisationsmittel, sauer, 1 l

zur maschinellen Aufbereitung von Dental- und Übertragungsinstrumenten.



- Besonders geeignet für Übertragungsinstrumente
- Abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Thermodesinfektoren
- Gute Materialverträglichkeit, frei von Phosphaten
- Neutralisiert verschleppte Alkalireste
- Auf Basis von Zitronensäure
- Kombinierbar mit Miele Sauglanzen durch weiten Flaschenhals

EAN: 4029577158071 / Materialnummer: 12796280 / Alte Materialnummer: 66915103V1

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungsgeräte, Dental	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Kalk und anderen säurelöslichen Verunreinigungen	•
Dosierung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	1 ml/l (0,1 %)
Große Öffnung für Dosierlanze	•
Automatische Dosierung	•
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
Hauptanwendungsbereiche	
Zahnarztpraxis	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Saures Neutralisationsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Zitronensäure, Konservierungsmittel
pH-Wert bei 20 °C	1,0
Geeignet für eloxiertes Aluminium	•
Geeignet für empfindliche Materialien	•
Geeignet für Standardinstrumente und Übertragungsinstrumente	•
Frei von Phosphorverbindungen	•
Frei von Tensiden	•
Sehr gute Materialverträglichkeit	•
Sehr gute Abspülbarkeit	•
Vorbeugung von Kalkablagerungen in der Spülkammer	•
Neutralisation verschleppter Alkalireste	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	-3
Maximale Lagertemperatur in °C	30
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	242
Außenmaß, Nettobreite in mm	107
Außenmaß, Nettotiefe in mm	58
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	245
Außenmaß, Bruttobreite in mm	60
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	105
Bruttogewicht in kg	1
Füllmenge in ml	1000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
GHS/CLP-Konform	•