

ProCare Dent 40 - 1 l [Typ 1]

Nachspülmittel, 1 l

zur maschinellen Aufbereitung von Dental- und Übertragungsinstrumenten.



- Geeignet für Dental- und Übertragungsinstrumente
- Abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Thermodesinfektoren
- Verbessert und beschleunigt die Trocknung
- Neutralisiert verschleppte Alkalireste
- Erleichtertes Einfüllen in das Türdosiergerät durch Ausgießhilfe

EAN: 4029577158095 / Materialnummer: 12796390 / Alte Materialnummer: 66917103V1

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Großraum-Thermodesinfektoren	•
Reinigungsgeräte, Dental	•
Dosierung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	0,3 ml/l (0,03 %)
Kleine Öffnung als Ausgießhilfe	•
Manuelle Dosierung	•
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
Hauptanwendungsbereiche	
Zahnarztpraxis	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Nachspülmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Konservierungsmittel, Tenside, Zitronensäure
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	30
pH-Wert bei 20 °C	2,0
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für alle Metalle, die in medizinischen Produkten verwendet werden	•
Geeignet für Standardinstrumente und Übertragungsinstrumente	•
Frei von Mikroplastik	•
Verbessert und verkürzt die Trocknung	•
Vorbeugung von Wasserflecken	•
Neutralisation verschleppter Alkalireste	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	241
Außenmaß, Nettobreite in mm	106
Außenmaß, Nettotiefe in mm	58
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	241
Außenmaß, Bruttobreite in mm	106
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	58
Bruttogewicht in kg	1,12
Füllmenge in ml	1000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
GHS/CLP-Konform	•