

ProCare Universal 70 ST - 750 ml

Universalreiniger, mildalkalisch, 750 ml

zur schonenden Entfernung von Fettrückständen und Schmutz.

EAN: 4002516954507 / Materialnummer: 12938290 / Alte Materialnummer: 66917702V1



- Effektives Hochkonzentrat für beste Reinigungsergebnisse
- Herausragende Lösekraft bei Öl- und Fettverschmutzungen
- Hohe Materialschonung
- Empfohlen für Miele Professional und Steelco Edelstahlgeräte
- Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel
- Recyclbare Verpackung

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfiLine	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Waschmaschinen	•
Trockner	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Klein-Sterilisatoren	•
Einsatzmöglichkeiten	
Reinigung von Edelstahloberflächen	•
Manuelle Pflege	•
Entfernung von Stärkebelägen	•
Entfernung von hartnäckigen oder angetrockneten Rückständen	•
Entfernung von Fett	•
Entfernung von Öl	•
Entfernung von Eiweiß	•
Entfernung von Blut	•
Dosierung	
pH-Wert bei 20 °C	10,8
Produkteigenschaften	
Medienart	Edelstahlreiniger
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Glykolethern, Komplexbildner (ohne Phosphat), Lösevermittler, anionische Tenside, nichtionische Tenside
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	25
Recyclbare Verpackung	•
Gutes Reinigungsvermögen	•
Frei von Phosphaten	•
Frei von Phosphorverbindungen	•
Frei von Silikaten	•
Hohe Materialschonung	•
Tensidhaltiger Intensivreiniger	•
Stark emulgierende und dispergierende Wirkung	•
Sehr gute Materialverträglichkeit	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	297
Außenmaß, Nettobreite in mm	94
Außenmaß, Nettotiefe in mm	63
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	60,00
Außenmaß, Bruttobreite in mm	90,00

ProCare Universal 70 ST - 750 ml

Universalreiniger, mildalkalisch, 750 ml

zur schonenden Entfernung von Fettrückständen und Schmutz.

EAN: 4002516954507 / Materialnummer: 12938290 / Alte Materialnummer: 66917702V1



Außenmaß, Bruttotiefe in mm	260,00
Bruttogewicht in kg	0,81
Füllmenge in ml	750
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
EU Ecolabel	•
Prüfnummern	
EU Ecolabel: DE/020/507	•