

Ersatzteile Wäschepflege  
Flusensieb  
zum Filtern von Flusen im Wäschetrockner

EAN: 4002512082082 / Materialnummer: 04046601 / Alte Materialnummer:



- Kunststoffrahmen mit Siebgewebe
- zum Reinigen herausnehmbar
- für den Einsatz in der Türöffnung
- für T4xx, T5xx, T6xx, T1xxx, T5xxx, T6xxx
- bitte die Komponente mit dem abgebildeten Ersatzteil vergleichen