

Ersatzteile Wäschepflege  
Flusensieb  
zum Filtern von Flusen im Wäschetrockner

EAN: 4002512525305 / Materialnummer: 04759513 / Alte Materialnummer:



- Kunststoffrahmen mit Siebgewebe
- zum Reinigen herausnehmbar
- für den Einsatz in der Türöffnung
- rechts und links einsetzbar
- Lieferumfang: 1 Stück
- für T2xx, T4xxx, T8xxx
- bitte die Komponente mit dem abgebildeten Ersatzteil vergleichen