

DGG 18

Dampfgarbehälter ungelocht

für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta).

EAN: 4002513544275 / Materialnummer: 08019007 / Alte Materialnummer: 22899606D



- Fassungsvermögen: 7,5 l,
Nutzinhalt: 6,1 l
- Außenmaße B x T x H: 325 x 176 x
200 mm
- Aus Oberflächen behandeltem
Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer
Produktion