

DGGL 6
Dampfgarbehälter gelocht
für alle Dampfgarer DG außer DG 7000.

EAN: 4002513476255 / Materialnummer: 08019294 / Alte Materialnummer: 22899608D



- Zum Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln ohne Fonds
- Perfekt zum Auftauen eingefrorener Lebensmittel
- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 2,8 l
- Außenmaße B x T x H: 325 x 176 x 100 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer Produktion