

DGG 7
Dampfgarbehälter ungelocht
für alle Dampfgarer DG außer DG 7000.

EAN: 4002513476262 / Materialnummer: 08019361 / Alte Materialnummer: 22899611D



- für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds sowie Wasser
- Z.B. Pasta, Reis, Suppen und Aufläufe
- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 2,8 l
- Außenmaße B x T x H: 325 x 176 x 100 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer Produktion