

DGG 1/2 - 80 L

Dampfgarbehälter ungelocht

für Dampfgarer DG 7000 sowie Dampfgarer mit Mikrowellenfunktion DGM 6000/7000.

EAN: 4002515603994 / Materialnummer: 10168230 / Alte Materialnummer: 23996121EU1



- für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds sowie Wasser
- Z.B. Pasta, Reis, Suppen und Aufläufe
- Fassungsvermögen: 4,2 l, Nutzinhalt: 3,6 l
- Außenmaße B x T x H: 375 x 197 x 80 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!