

GP CL DGC 251 L

DGClean 250 ml

für beste Reinigungsergebnisse bei Dampfgarern mit Backofen.

EAN: 4002515604502 / Materialnummer: 10172710 / Alte Materialnummer: 23996125EU1



- Ultrastarke Fettlösekraft ohne störende Geruchsbildung
- Mühelose Reinigung dank stabiler Haftung
- Perfekte Haftung auch an senkrechten Oberflächen
- Lebensmittelsicher
- Beste Pflege für viele Jahre
Verlässlichkeit