

GP CL KM 0252 L

Glaskeramik-/Edelstahlreiniger, 250 ml

für beste Reinigungsergebnisse und eine sichere Anwendung.

EAN: 4002515606049 / Materialnummer: 10173120 / Alte Materialnummer: 22996291EU1



- Bestes Produkt am Markt –
Testsieg in der Schweiz
- Entfernt kraftvoll Fettschmutz,
Eingebranntes und Wasserflecken
- Hinterlässt einen Schutzfilm, der die
Folgereinigung erleichtert
- Schonende Reinigung dank
feinkristalliner Formulierung
- Nicht einsetzen bei CleanSteel oder
PerfectClean
- Beste Pflege für viele Jahre
Verlässlichkeit