

GS CL 1003 P
Reiniger-Pulver, 1 kg
für beste Reinigungsergebnisse bei individueller Dosierung.

EAN: 4002515773413 / Materialnummer: 10528500 / Alte Materialnummer: 21995508EU1



- Mit Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Mit Superenzymen – effektiv schon bei niedrigen Spültemperaturen
- Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Hohergiebig – für ca. 70 Spülgänge
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.