

GS CL 3403 P  
Reiniger-Pulver Dosier-Set  
mit 3,4 Kg Pulver und integrierter Dosierhilfe.

EAN: 4002515773437 / Materialnummer: 10528530 / Alte Materialnummer: 21995509EU1



- Mit Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Mit Superenzymen – effektiv schon bei niedrigen Spültemperaturen
- Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Hohergiebig – für ca. 240 Spülgänge
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.