


KWT 6722 iGS

Einbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame, SommelierSet und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



- Flexibelste Lagerung größerer Weinflaschen dank FlexiFrame
- Perfektes Design für grifflose Küchen- Push2open
- Parallele Lagerung von Wein durch separate Temperaturzonen
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung




EAN: 4002515898000 / Materialnummer: 10737540 / Alte Materialnummer: 36672220EU1

Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
Design	
Frontfarbe	Glastür
Beleuchtung Weinzone	LED-Beleuchtung
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	Push2open
Silence System	•
Anzahl der Holzroste	8
Material der Holzroste	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	8
SommelierSet	•
NoteBoard	Ja
3D-Bodenpräsensterrost	•
Vibrationsarme Lagerung	•
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	2
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	G
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	178,12
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,48
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1772
Nischenhöhe in mm max.	1780
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	557
Gerätehöhe in mm	1770
Gerätetiefe in mm	572

KWT 6722 iGS

Einbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame, SommelierSet und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



EAN: 4002515898000 / Materialnummer: 10737540 / Alte Materialnummer: 36672220EU1

Gewicht in kg	93,0
Klimaklasse	SN
Kühlzone in l	271
Weinzone in l	271
Gesamtnutzzinhalt in l	271
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	83 Flaschen
Lagerzeit bei Störung in h	0
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,8

Mitgeliefertes Zubehör


Active AirClean Filter

•


KWT 6722 iGS

Einbau-Weintemperierschrank


mit FlexiFrame, SommelierSet und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



KWT6722iGS, KWT6722iGS-1, frontal (Skizze)



KWT6722iGS, KWT6722iGS-1, Seitenansicht (Skizze)



KWT6722iGS, KWT6722iGS-1, Innenraummaße (Skizze)