

WA CCR 0301 L
Caps CottonRepair
3er Pack Spezialwaschmittel für Baumwolltextilien.

EAN: 4002515958438 / Materialnummer: 10757200 / Alte Materialnummer: 11997129EU2



- Erneuert Textilien sichtbar mit nur einer Wäsche
- Spezielle Miele Rezeptur mit Novozymes-Technologie
- Entfernt Pilling und erneuert Farbintensität und Leuchtkraft
- Maximal 1-2x pro Jahr je Textil verwenden
- Für 3 Waschladungen in allen Miele W1 Waschmaschinen