

GS RA 503 L
Klarspüler, 500 ml
für beste Trocknung und Schonung in Miele Geschirrspülern.

EAN: 4002516430957 / Materialnummer: 11772100 / Alte Materialnummer: 21995532EU1



- Strahlender Glanz für Ihre Gläser
- Unterstützt die Trocknung Ihres Geschirrs
- Mit Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Präzise und einfache Dosierung dank speziellem Verschluss
- Flasche aus 100% Altplastik– der Umwelt zuliebe