

WA UP1 1402 L

Miele UltraPhase 1

2-Komponentenwaschmittel für Buntes, Weißes und Feines.

EAN: 4002516495710 / Materialnummer: 11887240 /
Alte Materialnummer: 11997210EU1



- Miele Aqua: Ein erfrischend natürliches Dufterlebnis
- Für leuchtende Farben und strahlend weiße Wäsche
- ColorProtect für lang anhaltende Farbintensität
- Bis zu 30% weniger Verbrauch dank automatischer Dosierung
- Hohergiebig – 1,4 Liter für 37 Waschladungen
- Für Miele Waschmaschinen und Wäschetrockner mit TwinDos