

WA UP2 1402 L  
Miele UltraPhase 2,  
2-Komponentenwaschmittel für Buntes, Weißes und Feines.

EAN: 4002516505150 / Materialnummer: 11891790 / Alte Materialnummer: 11997211EU1



- Keine Überdosierung dank automatischer Dosierung
- Aktivsauerstoff für eine sanfte und effektive Fleckentfernung
- OxiCare für gründliche Pflege und Reinheit von Textil und Gerät
- WhiteBooster für strahlend weiße Wäsche
- Hohergiebig – 1,4 Liter für 50 Waschladungen
- Für Miele Waschmaschinen und Wäschetrockner mit TwinDos