

KF 4372 CD

Stand-Kühl-Gefrierkombination

mit DailyFresh ExtraCool, ComfortFrost und DynaCool für optimales Lagern.



- 2 Schübe, eine mit regelbarer Feuchtigkeit – DailyFresh ExtraCool
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Optimale Kühlung dank zwei getrennter Luftkreisläufe – DuplexCool
- Seltener abtauen dank ComfortFrost
- Mehr Platz für besonders großes Gefriergut – XXL Box



EAN: 4002516528333 / Materialnummer: 11980420 / Alte Materialnummer: 38437234EU1

| | |
|--|-----------------------------|
| Gerätekategorie | |
| Kühl-Gefrierkombination | • |
| Bauform | |
| Standgerät | • |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Design | |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Frontfarbe | Weiß |
| Beleuchtung Kühlzone | LED |
| Bedienkomfort | |
| Frischesystem | DailyFresh |
| DynaCool | • |
| ComfortFrost | • |
| DuplexCool | • |
| XL Innenraum | • |
| VarioRoom | • |
| Türöffnungshilfe | SideOpen |
| Steuerung | |
| Bedienkonzept | TouchControl |
| Gradgenaue Einstellung | Kühl- und Gefriertemperatur |
| Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | Ja |
| SuperKühlen | • |
| SuperFrost | • |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Holiday-Modus | • |
| Kühlgerät/-zone | |
| Anzahl der Abstellflächen | 4 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | • |
| Anzahl Frischeschubladen | 2 |
| Anzahl Innentürabsteller für Konserven | 2 |
| Innentürabsteller für Flaschen | 1 |
| Innentürabsteller | 3 |
| Gefriergerät/-zone | |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| davon XXL Box | 1 |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A – G) | C |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 149,00 |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,40 |
| Sicherheit | |
| Akustischer Türalarm | • |
| Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | • |
| Optischer Türalarm | • |
| Optischer Temperaturalarm | • |
| Technische Daten | |
| Gerätebreite in mm | 600 |
| Gerätehöhe in mm | 1860 |
| Gerätetiefe in mm | 650 |
| Gewicht in kg | 74,5 |

KF 4372 CD

Stand-Kühl-Gefrierkombination

mit DailyFresh ExtraCool, ComfortFrost und DynaCool für optimales Lagern.




EAN: 4002516528333 / Materialnummer: 11980420 / Alte Materialnummer: 38437234EU1

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Klimaklasse | SN-T |
| Kühlzone in l | 214 |
| 4-Sterne-Gefrierzone in l | 94 |
| Gesamtnutzinhalt in l | 308 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 18 |
| Gefriervermögen in kg/24h | 5,50 |
| Luftschallemissionsklasse (A-D) | C |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1pW | 38 |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1500 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,1 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Eierablage | • |
| Eiswürfelschale | • |

KF 4372 CD


Stand-Kühl-Gefrierkombination

mit DailyFresh ExtraCool, ComfortFrost und DynaCool für optimales Lagern.




KF4372CD, Anschlusskizze (*Fußnote) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2.
Netzanschlussleitung, L = 2400 mm



KF4372CD, KD4172E Active, KD4072E Active,
Aufstellskizze (Skizze)



KF4372CD, KF4392CD, KD4050E Active, KD4052E
Active, KD4072E Active, KD4172E Active, Draufsicht
(Skizze)