


FA DF 152 L  
Duftflakon DryFresh™ 12,5 ml  
für 50 Trocknergänge.

EAN: 4002516561125 / Materialnummer: 12026880 / Alte Materialnummer: 11997235EU1



- Mit Freshplex™ zur Neutralisierung unangenehmer Gerüche
- Frischt getrocknete Wäsche im Programm "Lüften" auf
- Herrlich duftende Wäsche – ganz ohne Weichspüler
- Kann mit anderen Miele Duftflakons kombiniert werden
- Für alle Miele T1 Trockner mit FragranceDos