

Classic C1 Junior - SBAF5

Bodenstaubsauger mit Beutel

mit hoher Saugleistung für gründliches Staubsaugen zum günstigen Einstiegspreis.



- Höchste Saugleistung – 890 W
- Vielseitig einsetzbar – Universal-Bodendüse
- Besonders leicht – 5,8 kg mit Saugzubehör
- Müheloses Staubsaugen größerer Flächen durch 9 m Aktionsradius

EAN: 4002516553830 / Materialnummer: 12029630 / Alte Materialnummer: 41BAF530CE

Bauform	
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•
Produktmarke	Classic C1
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	SBAF5
Gerätefarbe	Techblau
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	6-stufiger Drehregler
Saugrohr	Easy-Lock-Steckrohr
Park-System für Saugpausen	•
Park-System zum Abstellen	einseitig
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Nennleistungsaufnahme in W	800
Mobilität	
Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
3-Punkt-Lenkung	•
Aktionsradius in m	9
Kabellänge in m	5,5
Filtersystem	
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean GN
Staubbeutelvolumen in l	4,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Ablufffilter	AirClean Filter
Motorschutzfilter	•
Sicherheit	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
Technische Daten	
Max. Wattleistung	890
Lautstärke in dB	79,0
Breite in mm	463
Höhe in mm	221
Gewicht in kg	5,5
Mitgeliefertes Zubehör	
Dreitelliges Zubehör	am VarioClip
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Bodendüse SBD 355-3	•
Filter	AirClean Filter
Reinigungsbürste	Nein