

WA UP2 1403 L  
Miele UltraPhase 2  
universelle UltraPhase 2 passend zu jeder UltraPhase 1.

EAN: 4002516777977 / Materialnummer: 12517010 / Alte Materialnummer: 11997298EU1



- Aktivsauerstoff für eine sanfte und effektive Fleckentfernung
- OxiCare für gründliche Pflege und Reinheit von Textil und Gerät
- WhiteBooster für strahlend weiße Wäsche
- Bis zu 30% weniger Verbrauch dank automatischer Dosierung
- Hohergiebig – 1,4 Liter für 50 Waschladungen
- Für Miele Waschmaschinen und Wäschetrockner mit TwinDos