

Guard L1 Parquet
Bodenstaubsauger mit Beutel
Leistungsstark | DynamicDrive | schonende Reinigung der Hartböden



- 2in1 Polster- und Fugendüse für bequemes Reinigen ohne Umstecken
- AirClean Plus Filter: Mehr als 99,99%* Staubrückhaltevermögen
- Langlebig: Auf 20 Jahre** Lebensdauer getestet
- ComfortFit: Entwickelt für höchste Hygiene-Standards
- Für eine mühelose Reinigung: 2-in-1 Polster- und Fugendüse
- Für jede Reinigungsaufgabe die optimale Power: 4 wählbare Modi
- Individuell wählbare Höhe & ergonomischer Komfort-Handgriff
- Leise & schonend: Dynamic Drive Laufrollen
- Parquet-Twister-Bürste zur schonenden Reinigung von Hartböden
- Premium Designkonzept mit stilvollen Applikationen

* nach IEC 62885-2:2021

** Während der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Mehr: miele.com/20years

EAN: 4002516794554 / Materialnummer: 12558990 /
Alte Materialnummer: 41USF040CE

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Brillantweiß
Bauform	
Produkttyp	SUSFO
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	Fußtasten +/-
Leuchtdisplay für Leistungsanzeige	•
Park-System für Saugpausen	•
Park-System zum Abstellen	beidseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	•
Komfort-Handgriff 2.0	•
Mobilität	
Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
Dynamic Drive	•
Aktionsradius in m	12
Kabellänge in m	8,5
Filtersystem	
Staubbeutelvolumen in l	3,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Abluftfilter	AirClean Plus Filter
Motorschutzfilter	•
Sicherheit	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
Rundum-Möbelschutzleiste	•
Technische Daten	
Wattleistung	890
Lautstärke in dB	74,0
Breite in mm	506
Höhe in mm	239
Gewicht in kg	6,5
Mitgeliefertes Zubehör	
Dreiteiliges Zubehör	integriert
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Bodenbürste	SBB 300-3 Parkett Twister
Bodendüse	•
Gutschein Staubsaugerbeutel	•