

TU Allergy XL HyClean Pure
Allergy XL-Pack HyClean Pure
8 Staubsaugerbeutel und 1 HEPA AirClean Filter SF-HA 50 zum Vorteilspreis.

EAN: 4002516925651 / Materialnummer: 12694920 /
Alte Materialnummer: 41996762INT



- Beste Filtrationsleistung von 99,99%* durch Miele AirClean System
- Längste Nutzungsdauer dank patentierter 3D Strömungsrichter
- Noch hygienischer durch automatischen HyClose Beutelverschluss
- ComfortFit – 1 von 11 patentierten Details des Miele HyClean® Staubsaugerbeutels
- Maximale Lufthygiene durch HEPA Filter: **Ideal für Allergiker
- Geeignet für alle Guard L1 und Guard S1 Modelle

* Gemäß IEC 62885-2 bei Verwendung von Miele Geräten ausgestattet mit AirClean Filtersystem

** nach EN 60312-1