

E 363

Tillbehör

för optimal placering av olika instrument.



- Maskvidd 1 mm
- Utrustad med lock
- Kan användas i över- och underkorg

EAN: 4002511116283 / Materialnummer: 03149790 / Gamla materialnummer: 69536301D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Trådkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	55
Ytermått, nettobredd i mm	150
Ytermått, nettodjup i mm	225
Ytermått, brutt höjd i mm	80
Ytermått, bruttbredd i mm	165
Ytermått, bruttdjup i mm	250
Nettovikt i kg	0,62
Bruttovikt i kg	0,71