

E 379

Tillbehör

för placering av diverse instrument.



- 0,8 mm trådflätverk, 1,7 mm maskvidd, 5 mm runtgående ram
- Utrustad med 2 bärhandtag
- Kan användas i över- och underkorg

EAN: 4002511116450 / Materialnummer: 03203500 / Gamla materialnummer: 69537901D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Trådkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av OP-instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	110
Ytermått, nettobredd i mm	180
Ytermått, nettodjup i mm	445
Ytermått, bruttohöjd i mm	135
Ytermått, bruttbredd i mm	235
Ytermått, bruttodjup i mm	485
Nettovikt i kg	0,72
Bruttovikt i kg	1,25