

E 378

Tillbehör

för placering av diverse instrument.



- 0,8 mm trådflätverk, 1,7 mm maskvidd, 5 mm runtgående ram
- Utrustad med 2 bärhandtag
- Kan placeras i underkorg

EAN: 4002511116443 / Materialnummer: 03203530 / Gamla materialnummer: 69537801D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av anesthesiinstrument	•
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av OP-instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	110
Ytermått, nettobredd i mm	460
Ytermått, nettodjup i mm	460
Ytermått, brutt höjd i mm	165
Ytermått, bruttbredd i mm	535
Ytermått, bruttdjup i mm	560
Nettovikt i kg	1,78
Bruttovikt i kg	2,25