

E 146

Tillbehör

för optimal placering av diverse instrument.



- Diameter på maskorna botten 3 mm, sidor 1,7 mm, lock 8 mm
- Utrustad med 2 vikbara bärhandtag
- Kan användas i över- och underkorg

EAN: 4002511116009 / Materialnummer: 03346680 /

Gamla materialnummer: 69514601D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Trådkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av OP-instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	55
Yttermått, nettobredd i mm	150
Yttermått, nettodjup i mm	225
Yttermått, bruttohöjd i mm	75
Yttermått, bruttbredd i mm	165
Yttermått, bruttodjup i mm	245
Nettovikt i kg	0,61
Bruttovikt i kg	0,70