

SD-B
Injektordysa
för butyrometer.



- För injektorvagn
- Inklusive gänga, 4 x 140 mm*

* Inklusive gänga, diameter 4 x 140 mm, plus fastsvetsad, plattpressad dysa, 1,5 x 100 mm.

EAN: 4002511116955 / Materialnummer: 03583540 / Gamla materialnummer: 69708001D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	240
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	100
Ytermått, bruttodjup i mm	150
Diameter i mm	4
Nettovikt i kg	0,01
Bruttovikt i kg	0,02