


O 175

Överkorg

för optimal placering av laboratorieglas.



- Passar för placering av smalhalsade och laboratorieglas
- Lastningshöjd: 170 mm mm\*
- Utrustad med en anslutning för varmluftstorkning
- Pulverdoserung är inte möjlig

\* Beroende på laboratorieglasets kan maximal lastningshöjd vara mindre.

EAN: 4002511114876 / Materialnummer: 03807410 / Gamla materialnummer: 69117501D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategori</b>	
Tillbehör för smalhalsade glas	•
Injektorkorg	•
Överkorg	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Maximal lasthöjd i mm	170
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglas	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsade glas [antal]	33
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	412
Ytermått, nettobredd i mm	475
Ytermått, nettodjup i mm	531
Ytermått, brutt höjd i mm	270
Ytermått, bruttbredd i mm	525
Ytermått, bruttdjup i mm	540
Nettovikt i kg	6,30
Bruttovikt i kg	7,20
<b>Bipack</b>	
E 351 Injektordysa Ø 4 mm, längd 160 mm [antal]	33
E 353 Hållare för injektordysa E 351 [antal]	33