


O 176

Överkorg

för optimal placering av MIC-, artroskopi- och urologiinstrument.



- Utrustad med 14 injektordysor/trattar
- Korgar t. vänster, ihåliga instrument t. höger (upp t. 500 mm)
- Lastningshöjden till vänster är 360 +/- 20 mm
- Pulverdosering är inte möjlig
- Ingen spolarm, med anslutning för varmluftstorkning

EAN: 4002511114890 / Materialnummer: 03807420 / Gamla materialnummer: 69117601D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorkorg	•
Överkorg	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
<b>Kapacitet</b>	
Ihåliga instrument [antal]	10
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	409
Ytermått, nettobredd i mm	475
Ytermått, nettodjup i mm	531
Ytermått, bruttohöjd i mm	545
Ytermått, bruttbredd i mm	400
Ytermått, bruttdjup i mm	530
Nettovikt i kg	4,80
Bruttovikt i kg	6,50
<b>Bipack</b>	
E 442 Spolhylsa, Ø 11 mm, längd 121 mm, med hätta Ø 6 mm [antal]	2
E 448 Silikon slang med Luer lock-adapter av hontyp [antal]	2
E 452 Injektordysa 2,5 x 60 mm [antal]	1
E 453 Injektordysa 4 x 110 mm med hållarklämma [antal]	1
E 454 Injektordysa för trokarhyllor 10–15 mm [antal]	1
Spoldysa Ø 2,5 mm [antal]	2
Spoldysa Ø 4 mm [antal]	4
Tratt [antal]	4