

O 184

Överkorg

för optimal placering av t.ex. centrifugrör, vialer och reagensglas.



- Utrustad med 96 injektordysor
- Utrustad med en anslutning för varmluftstorkning
- Lastningshöjd: 170 mm
- Pulverdoserings är inte möjlig

EAN: 4002511114937 / Materialnummer: 03807480 / Gamla materialnummer: 69118401D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Modelltillhörighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Insats för små rör	•
Insats för reagensglas	•
Injektorkorg	•
Överkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Maximal lasthöjd i mm	170
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Rengöring av provrör	•
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	96
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	468
Ytermått, nettobredd i mm	475
Ytermått, nettodjup i mm	531
Ytermått, brutt höjd i mm	270
Ytermått, bruttbredd i mm	525
Ytermått, bruttdjup i mm	540
Nettovikt i kg	4,50
Bruttovikt i kg	5,70
Bipack	
ID 110, Injektordysa Ø 2,5 mm, längd 110 mm [antal]	96