

U 167
Underkorg
för optimal placering av anesthesiutrustning.



- Passar för 4 andningskalkbehållare, 9 sekretglas & div. utrustning
- 20 hållare, höjd 200 mm mm, avstånd ca. 95 mm mm

EAN: 4002511114784 / Materialnummer: 03807600 / Gamla materialnummer: 69116702D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Underkorg	•
Vagnar för anesthesiinstrument	•
Produktegenskaper	
Material	Stålråd, plastöverdragen
Färg	Vit.
Hållaravstånd i mm	95
Hållarhöjd i mm	200
Användningsområde	
Rengöring av anesthesiinstrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	220
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	516
Ytermått, bruttohöjd i mm	240
Ytermått, bruttbredd i mm	550
Ytermått, bruttodjup i mm	550
Nettovikt i kg	3,10
Bruttovikt i kg	4,60