

E 106/2

Tillbehör

för optimal placering av vidhalsade glas, mätcylindrar etc.



- Utrustad med 13 stora fjäderhakar å 175 mm höjd
- Avståndet mellan de fjädrande hakarna är ca. 85 mm

EAN: 4002511115699 / Materialnummer: 03808330 / Gamla materialnummer: 69510603D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Tillbehör för glasbägare	•
Tillbehör för vidhalsade glas	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Rengöring av mätcylindrar	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	420
Ytermått, nettobredd i mm	180
Ytermått, nettodjup i mm	186
Ytermått, bruttohöjd i mm	430
Ytermått, bruttbredd i mm	200
Ytermått, bruttodjup i mm	200
Nettovikt i kg	0,69
Bruttovikt i kg	0,75